



MANUAL



GEBRUIKSAANWIJZING



GEBRAUCHSANWEISUNG



MODE D'EMPLOI



INSTRUCCIONES

Love Magic®



Rechargeable Personal Massager

Model HV-270

HOW TO USE


Follow these simple steps and you will enjoy a Love Magic HV-270 in time.

1. Press the button "⏻" to turn on/off.
2. Press the button "🌊" to enjoy 20 wave pulsations.
3. Press the button "📶" to adjust 8 speeds of continuous vibrations

CHARGING YOUR LOVE MAGIC

1. When your wand's vibration is weak or does not turn on, but the LED is still on. Please recharge.
2. Insert the DC plug into the DC port of the wand.
3. Insert the USB cable into a USB power outlet. The LED on the interface of your Love Magic will light to indicate it is charging.

POSITIONS OF MASSAGING



Shoulders	1,2,8,9
Arms	3,4
Back muscles	10
Loins	11,12
Legs	5,6,7,13,14

CAUTION: THE MASSAGER SHOULD NOT BE USED OVER SWOLLEN OR INFLAMED AREAS OR SKIN ERUPTIONS. DO NOT USE IN UNEXPLAINED CALF PAIN. CONSULT PHYSICIAN.

IMPORTANT: Any individual who may be pregnant, has a pacemaker, suffers from diabetes, phlebitis, and/or thrombosis, is at an increased risk of developing blood clots due to recent surgery, or who has pins/screws or other medical devices in their body should consult with a physician before using a massaging device designed for home use.

NAME OF PARTS



SPECIFICATIONS

Power supply	Main body	Rechargeable Battery (Lithium-Ion battery 3.7V Typical capacity 2000mAh)
	Charging adapter	Input: AC100-250V 50-60Hz Output: 5V 500mA
Battery charging time	Approx. 3 hours for full charge	
Battery charge duration	Approx. 3 hours	
Weight	Main body: Approx. 460g.	
Dimension	Approx. 13" x 2.4"	
Material	Main body: ABS plastic Head: Silicon	
Charging adapter cord length	Approx. 6 feet (1.8)	
Head vibration level	Approx. 2000r/min,-9000r/min.	
Operating temperature	Approx. 0°C~40°C (32~104°F)	

CARE AFTER USE AND STORAGE, CLEANING

1. Don't store your massager in a moist area, nor in bright sunlight.
2. If necessary, wipe it with a damp cloth certainly not while it's still plugged into the power source. Don't use substances such as benzine, lacquer, thinner or other volatile chemicals. Don't use them on anything electrical.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following. Read all instructions before using the massager.

DANGER TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK:

1. Be extremely carefull never to express the product to any liquid, including body fluids, water, lubricants or cleaners. Serious injury may occur if fluid enter into the product.
The product is NOT waterproof.
2. For external use only. Do not insert into any body cavity.
3. Always unplug this product from the outlet immediately after using and before cleaning.
4. Do not use while bathing or in the shower.
5. Do not place ore store massager where it can fall or be pulled into a tub or sink.
6. Do not place in or drop into water or other liquid.
7. Do not reach for massager that has fallen into water. Unplug immediately.
8. Do not use on any wet body parts. Do not use in the rain.
9. Do not wash the massager with water.
10. Do not modify or dismantle lithium-ion battery.



⚠ WARNING

TO REDUCE THE RISK OF BURNS, FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS:

1. Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock or injury to person.
2. Closed supervision is necessary when the massager is used by or near children. This product is for adult use only.
3. Use the massager only for its intended use as described in this manual.
4. Persons who are unable to operate this product by themselves should not use it.
5. Persons who have been told by a doctor to avoid massage should not use this product.
6. Do not use attachments which are not recommended by the manufacturer.
7. Never use this product near a source of heat, such as a heater.
Never use the products when smoking.
8. Keep the cord away from heated surfaces.
9. Never drop or insert any object into any opening.



PRECAUTIONS

1. You'll want to use your massager on your shoulders, arms, back muscles and legs. It's not for your chest and certainly not for use around your thyroid gland (just below the Adam's apple).
2. Don't grasp the vibrating head while your massager is turned ON.
3. The rated maximum continuous use of your massager is 25 minutes.
4. Don't turn the vibrating head by hand or press it tightly to your body. You could bend the head-supporter, and heavy pressure does not produce a stronger effect anyway.
5. Don't use your massager over swollen or inflamed areas, or skin eruptions. Don't use on an unexplained calf pain. Whenever in doubt, consult your physician.
6. After use, store the product in a place out of reach of children.

THE MAINTENANCE FOR LITHIUM-ION BATTERY

1. Recharge the battery as soon as it runs out.
2. Make sure the battery would be charged for at least 1 hour for every three months, because the battery could be dead after a long period self discharge.

Love Magic®



GEBRUIKSAANWIJZING EN INSTRUCTIES


Volg deze eenvoudige stappen en u zult genieten van uw Love Magic HV-270 massageapparaat.

1. Druk op de knop "⏻" om in of uit te schakelen.
2. Druk op de knop "🔊" om te genieten van 20 ritmes.
3. Druk op de knop "📶" om 8 trillings-snelheden aan te passen.

UW LOVE MAGIC OPLADEN

1. Laad het apparaat op, als de vibratie afneemt, zwak is of niet werkt maar de led brandt wel.
2. Steek de dc-stekker in de dc-poort van de Love Magic.
3. Steek de USB-kabel in een USB-aansluiting. Het ledlampje op de interface van je Love Magic- geeft aan dat hij aan het opladen is.

POSITIES OP HET LICHAAM OM DE LOVE MAGIC OP TE GEBRUIKEN



Schouders	1,2,8,9
Armen	3,4
Rugspieren	10
Lendenen	11,12
Benen	5,6,7,13,14

ATTENTIE: DIT MASSAGE-APPARAAT MAG NIET WORDEN GEBRUIKT OP GEZWOLLEN OF VERBRANDE GEBIEDEN OF INFECTIE VAN DE HUID. GEBRUIK DE MASSAGE STAAF NIET WANNEER PLOTSELINGE PIJN OPTREED. RAADPLEEG EEN ARTS IN GEVAL VAN TWIJFEL.

BELANGRIJK: Vrouwen die zwanger (zouden kunnen) zijn, personen die een pacemaker, diabetes, flebitis en/of trombose, of een verhoogd risico op bloedstolsels hebben na een recente operatie waarbij mogelijk pennen en/of schroeven of andere medische hulpmiddelen in het lichaam zijn geplaatst, dienen voor gebruik van de Love Magic, een arts te raadplegen om te vragen of het gebruik veilig is. Dit apparaat is ontworpen voor thuisgebruik.

NAAM VAN DE ONDERDELEN



SPECIFICATIES

Stroom	Wand massager	Oplaadbare Batterij (Lithium-Ion battery 3.7V Typical capacity 2000mAh)
	Oplaadadapter	Input: AC100-250V 50-60Hz Output: 5V 500mA
Batterij oplaadtijd	3 uur voor een volle lading	
Batterij oplaad duur	3 uur	
Gewicht	460 gram	
Afmeting	Ø 6 x 33 cm	
Materiaal	Lichaam: ABS plastic Kop: Silicone	
Lengte oplaadkabel	180 cm	
Trilkop level	2000r/min.-9000r/min.	
Temperatuur bij gebruik	0°C-40°C	

NA GEBRUIK, OPSLAG EN REINIGING

1. Bewaar uw stimulator nooit op een vochtige plaats of in direct zonlicht.
2. Reinig uw Love Magic indien nodig met een vochtige doek, zorg dat het apparaat **niet** op de stroombron is aangesloten. Gebruik geen agressieve reiniging stoffen zoals benzine, thinner of andere vluchtige chemicaliën.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, moeten altijd de basis voorzorgsmaatregelen worden gevolgd.

Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u de massagewand gaat gebruiken.

DANGER OM HET RISICO VAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN:

1. Wees uiterst voorzichtig en gebruik het product nooit met een vloeistof, bijvoorbeeld lichaamsvloeistoffen, water, smeermiddelen of reinigingsmiddelen. Er kan kortsluiting ontstaan als er vloeistof in het product komt. Het product is **niet** waterbestendig.
2. Dit product is **alleen** voor uitwendig gebruik. Steek het niet in een lichaamsholte.
3. Trek de stekker van dit product altijd onmiddellijk na gebruik uit het stopcontact en ook tijdens het schoonmaken mag de stekker niet in het stopcontact zitten.
4. Gebruiken Love Magic **niet** tijdens het baden of douchen.
5. Plaats of bewaar de massagewand niet op een plek waar hij zou kunnen vallen en/of in een badkuip, gootsteen of ander vloeistof reservoir terecht zou kunnen komen.
6. Voorkom dat de Love Magic überhaupt in water of een andere vloeistof terecht komt.
7. Mocht het apparaat toch in het water of in een andere vloeistof gevallen zijn gebruik hem dan niet mee en koppel hem onmiddellijk los van de stroombron.
8. Gebruik de Love Magic niet op natte delen van het lichaam.
9. Reinig de massagewand niet in het water.
10. Demonteer het apparaat nooit en vervang ook de lithium-ion batterij niet.



⚠ WARNING

OM HET RISICO OP BRANDWONDEN, ELEKTROCUTIE OF ANDER LETSEL TE VERMIJDEN:

1. Gebruik het niet onder een deken of kussen. Overmatige verhitting kan brand of doorbranden veroorzaken wat weer elektrische schokken of letsel kan veroorzaken.
2. Deze Love Magic is alleen bestemd voor gebruik door volwassenen.
3. Gebruik deze massagers waartoe hij voor bedoeld is zoals beschreven in dit manual.
4. Personen die niet capabel zijn om dit product zelf te bedienen moeten dit niet doen.
5. Personen die door de dokter zijn afgeraden te laten masseren moeten dit product niet gebruiken.
6. Gebruik alleen attachments welke door de fabrikant zijn goedgekeurd.
7. Gebruik dit product nooit bij een hittebron zoals een verwarming/kachel.
Gebruik dit product nooit tijdens het roken.
8. Houd de snoer weg van verwarmde oppervlakken.
9. Stop nooit iets in een opening van het apparaat.



VOORZORG

1. U kunt uw massagewand op de schouder, armen, rugspieren en benen gebruiken. Dit is niet geschikt voor uw borst en zeker niet voor gebruik rond uw schildklier (net onder de adamsappel).
2. Grijp niet naar de trillende kop terwijl uw massagewand aan staat.
3. Wij raden aan om de Love Wand maximaal 25 minuten continue te gebruiken.
4. Draai de silicone kop niet met de hand en druk hem niet te hard op uw lichaam, hier gaat hij niet harder van trillen. De kop is buigzaam.
5. De massagewand mag niet worden gebruikt op beschadigde, gezwollen, verbrande huidoppervlakten of plaatsen met huiduitslag of huidaandoeningen. Niet gebruiken bij onverklaarbare pijn. Raadpleeg een arts in geval van twijfel.
6. Berg het product op na gebruik en houdt het buiten het bereik van kinderen.

ONDERHOUD VAN DE LITHIUM-ION BATTERIJ

1. Laad de batterij op zodra deze leeg is.
2. Zorg ervoor dat de batterij minimaal 1 keer per 3 maanden een uur wordt opgeladen, dit moet u doen om de levensduur van de accu te verlengen en te voorkomen dat de batterij na een lange periode van zelfontlading stuk gaat.

Love Magic®



GEBRAUCHSANWEISUNG


Folgen Sie diesen einfachen Schritten und Sie werden diesen Love Magic HV-270 lieben.

1. Drücken Sie die Taste "⏻" um ein- oder auszuschalten.
2. Drücken Sie die Taste "🎵" um 20 Rythmen zu genießen.
3. Drücken Sie die Taste "📶" um aus 8 Vibrationsgeschwindigkeiten zu wählen.

AUFLADEN DES LOVE MAGIC HV-270

1. Wenn die Vibrationen schwach sind oder nicht mehr funktionieren, aber die LED leuchtet, laden Sie das Gerät bitte auf.
2. Stecken Sie den DC-Stecker in den DC-Port des Produkts.
3. Stecken Sie das USB-Kabel in eine USB-Buchse. Die LED an der Schnittstelle Ihres Love Magic leuchtet, um anzuzeigen dass das Gerät aufgeladen wird.

POSITIONEN VON MASSAGER AM KÖRPERSTELLEN



Schultern	1,2,8,9
Armen	3,4
Rückenmuskulatur	10
Lendenwirbelsäule	11,12
Beine	5,6,7,13,14

VORSICHT: DAS MASSAGEGERÄT SOLLTE NICHT AUF VERLETZTEN ODER VERBRANTEN STELLEN ODER INFEKTIONEN DER HAUT VERWENDET WERDEN. BENUTZEN SIE DEN MASSAGER NICHT , WENN PLÖTZLICH SCHMERZ AUFTRITT. FRAGEN SIE IM ZWEIFEL EINEN ARZT .

AUCH WICHTIG: Jede Person, die schwanger sein könnte, einen Herzschrittmacher, Diabetes, Phlebitis, Thrombose hat. Oder ein erhöhtes Risiko für Blutgerinnsel , als Ergebnis einer kürzlichen Operation jeglicher Art, sollte immer einen Arzt konsultieren , bevor Sie ein Massage-Gerät für den Heimgebrauch verwenden .

NAME DER TEILE



SPEZIFIKATIONEN

Power supply	Körper	Rechargeable Battery (Lithium-ion battery 3.7V Typical capacity 2000mAh)
	Charging adapter	Input: AC100-250V 50-60Hz Output: 5V 600mA
Ladezeit des Akku	3 Stunden	
Dauer der Leistung der Batterie	3 Stunden	
Gewicht	460 gram	
Dimension	Ø 6 x 33 cm	
Material	Körper: ABS plastic Kopf: Silicon	
Aufladkabellänge	180 cm	
Schwingungsgrad des Kopfes	2000r/min. - 9000r/min.	
Betriebstemperatur	0°C~40°C	

PFLEGE NACH GEBRAUCH, LAGERUNG UND REINIGUNG

1. Lagern Sie Ihr Massagegerät nicht in einer feuchten Umgebung und/oder in direktem Sonnenlicht.
2. Reinigen Sie dieses Gerät bei Bedarf mit einem feuchten Tuch, jedoch nicht wenn es gleichzeitig an die Stromquelle angeschlossen ist. Nicht im Wasser Untertauchen. Verwenden Sie keine Substanzen wie Benzin, Lackverdünner oder andere flüchtige Chemikalien. Verwenden Sie auch keine elektrischen Reiniger.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bei der Verwendung eines elektrischen Geräts wie dieses, sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich Nachfolgende Hinweise. Lesen Sie alle Anweisungen bevor Sie das Produkt verwenden.

DANGER UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN:

1. Seien Sie immer sehr vorsichtig: Setzen Sie das Massagegerät niemals Flüssigkeiten aus, einschließlich Körperflüssigkeiten, Wasser, Schmiermitteln oder Reinigungsmitteln. Wenn Flüssigkeit in das Massagegerät eindringt, kann es zu schweren Verletzungen kommen. Dieses Massagegerät ist NICHT wasserfest.
2. Nur für den externen Teil des Körpers gebrauchen und niemals in eine Körperhöhle einführen.
3. Ziehen Sie den Stecker des Massagegerätes sofort nach dem Gebrauch und vor der Reinigung aus der Steckdose.
4. Nicht verwenden beim Baden oder Duschen.
5. Stellen oder lagern Sie das Produkt nicht dort, wo es herunterfallen oder in eine Badewanne oder ein Waschbecken landen könnte.
6. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder fallen lassen.
7. Gebrauchen Sie das Produkt nicht mehr, wenn es ins Wasser gefallen ist. Entsorgen Sie es sofort.
8. Nicht an irgendeinem Teil des nassen Körpers verwenden, und nicht im Regen benutzen.
9. Waschen Sie das Produkt nicht im Wasser.
10. Modifizieren oder zerlegen Sie die Lithium-Ionen-Batterie nicht.



⚠ WARNING

UM DAS RISIKO VON VERBRENNUNGEN, STROMSCHLAG ODER VERLETZUNGEN ZU VERRINGERN:

1. Verwenden Sie es nicht unter einer Decke oder Kissen. Übermäßige Erwärmung kann einen Brand, Stromschlag oder Verletzungen verursachen.
2. Eine Überwachung ist erforderlich. Dieses Gerät ist nur für Erwachsene.
3. Verwenden Sie das Massagegerät nur für die , in diesem Handbuch beschriebenen Bestimmungsgebiete.
4. Personen die dieses Produkt nicht selbst verwenden können, sollen dieses Produkt nicht verwenden.
5. Personen die von einem Arzt informiert wurden , eine Massage zu vermeiden, sollen dieses Produkt nicht verwenden.
6. Verwenden Sie kein Zubehör das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
7. Verwenden Sie dieses Produkt niemals in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen. Auch nie beim Rauchen benutzen.
8. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen oder Heizquellen fern.
9. Lassen Sie niemals Gegenstände in eine Öffnung fallen.



VORSORGE

1. Sie können Ihr Massagegerät auf die **Schulter**, Arme, Rückenmuskulatur und Beine verwenden. Dies ist nicht für die Verwendung Ihrer Brust und vor allem nicht um Ihre Schilddrüse herum (direkt unter dem Adamsapfel) zu benutzen.
2. Greifen Sie nicht den vibrierenden Kopf, wenn Ihr Gerät beleuchtet ist.
3. Die maximale kontinuierliche Benutzung beträgt ca 25 Minuten.
4. Drehen Sie den vibrierenden Kopf nicht von Hand und drücken Sie ihn nicht fest auf Ihren Körper. Die Kopfstütze beugen und starker Druck erzeugt keinen stärkeren Massageeffekt.
5. Das Produkt sollte nicht in geschwollenen oder verbrannten Bereichen oder bei Hautausschlägen oder Hautinfektionen verwendet werden. Verwenden Sie es nicht bei unerklärlichen Schmerzen. Im Zweifelsfall immer einen Arzt aufsuchen.
6. Lagern Sie das Produkt nach Gebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern.

WARTUNG DER LITHIUM-BATTERIE

1. Laden Sie den Akku auf , sobald er leer ist , und niemals mehr als 3 Stunden laden.
2. Achten Sie darauf, den Akku mindestens **alle 3 Monate** , für mindestens eine Stunde aufzuladen, da der Akku sonst nach längerer Selbstentladung dauerhaft außer Betrieb sein kann.

Love Magic®



MODE D'EMPLOI


Suivez ces étapes simples et vous apprécierez Love Magic HV-270.

1. Appuyez sur le bouton "⏻" pour allumer ou éteindre.
2. Appuyez sur le bouton "🌊" pour profiter de 20 rythmes de pulsation.
3. Appuyez sur le bouton "📶" pour ajuster 8 vitesses de vibration continue.

CHARGER VOTRE LOVE MAGIC

1. Quand la vibration du masseur est faible ou ne fonctionne pas mais que la LED est allumée, veuillez charger l'appareil.
2. Insérez la prise DC dans le port DC du masseur.
3. Insérez le câble USB dans une prise USB. La LED sur l'interface de votre Love Magic s'allume pour indiquer qu'il est en charge.

POSITIONS DE MASSAGER



Épaules	1,2,8,9
Bras	3,4
Muscles du dos	10
Lombaires	11,12
Jambes	5,6,7,13,14

ATTENTION: LE MASSEUR NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ SUR DES ZONES ENFLÉES OU BRÛLÉES OU SUR DES ÉRUPTIONS OU INFECTION DE LA PEAU. NE PAS UTILISER SUR UNE DOULEUR INEXPLIQUÉE. CONSULTER UN MÉDECIN EN CAS DE DOUTE.

IMPORTANT: Toute personne susceptible d'être enceinte, ayant un stimulateur cardiaque, souffrant de diabète, de phlébite et/ou de thrombose, est exposée à un risque accru de formation de caillots sanguins suite à une intervention chirurgicale récente ou à des épingles/vis ou autres dispositifs médicaux dans son corps. consultez un médecin avant d'utiliser un appareil de messagerie conçu pour un usage domestique.

NOM DES PIÈCES



SPECIFICATIONS

Source de courant	Corps principal	Rechargeable Battery (Lithium-ion battery 3.7V Typical capacity 2000mAh)
	Adaptateur de charge	Input: AC100-250V 50-60Hz Output: 5V 500mA
Temps de charge de la batterie	3 heures pour charge complete	
Durée de charge de la batterie	3 heures	
Poids	460gr.	
Dimension	Ø 6 x 33 cm	
Matériel	Corps: ABS Plastic et Tête: Silicone	
Longueur du cordon d'adaptateur de charge	180 cm	
Niveau de vibration de la tête	2000r/min.-9000r/min.	
Temperature de fonctionnement	Environ 0°C~40°C	

SOINS APRÈS UTILISATION, STOCKAGE ET NETTOYAGE

1. Ne ranger pas votre massEUR dans une zone humide, ni en plein soleil.
2. Si nécessaire, nettoyez-le avec un chiffon humide, mais surtout pas tant qu'il est branché à la source d'alimentation. N'utilisez pas de substances telles que de la benzine, du diluant pour laque ou d'autres produits chimiques volatils. Ne les utilisez pas sur quoi que ce soit d'électrique.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le massEUR.

DANGER POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE:

1. Soyez extrêmement prudent : ne jamais exposer le massEUR à un liquide, y compris les fluides corporels, l'eau, les lubrifiants ou les nettoyants. Des blessures graves peuvent survenir si du liquide pénètre dans le massEUR. Le massEUR n'est PAS résistant à l'eau.
2. Pour usage externe uniquement. Ne pas insérer dans la cavité du corps.
3. Débranchez toujours ce massEUR de la prise immédiatement après l'utilisation et avant le nettoyage.
4. Ne pas utiliser pendant le bain ou la douche.
5. Ne placez pas ou ne rangez pas le massEUR à un endroit où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
6. Ne pas placer dans ou laisser tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
7. Ne saisissez pas le massEUR qui est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
8. Ne pas utiliser sur une partie du corps humide, ne pas utiliser sous la pluie.
9. Ne pas laver le massEUR avec de l'eau.
10. Ne pas modifier ou démonter la batterie lithium-ion.



⚠ WARNING

**POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BRÛLURES,
D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES:**

1. Ne pas utiliser sous une couverture ou un oreiller. Un échauffement excessif peut se produire et provoquer un incendie, un choc électrique ou une blessure.
2. Une surveillance proche est nécessaire lorsque le masseur est utilisé par ou sur des enfants. Pour usage adulte seulement.
3. Utiliser le masseur seulement pour l'utilisation prévue décrite dans ce manuel.
4. Les personnes qui ne peuvent pas utiliser ce produit elles-mêmes ne doivent pas utiliser ce produit.
5. Les personnes à qui un médecin a dit d'éviter les massages ne devraient pas utiliser ce produit.
6. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
7. N'utilisez jamais ce produit à proximité d'une source de chaleur, telle qu'un appareil de chauffage. Ne jamais utiliser en fumant.
8. Gardez le cordon loin des surfaces chauffées.
9. Ne laissez jamais tomber ou n'insérez aucun objet dans une ouverture.



PRÉCAUTIONS

1. Vous pouvez utiliser votre masseur sur l'épaule, les bras, les muscles du dos et les jambes. Ce n'est pas pour votre poitrine et surtout pas pour une utilisation autour de votre glande thyroïde (juste en dessous de la pomme d'Adam).
2. Ne saisissez pas la tête vibrante lorsque votre masseur est allumé.
3. L'utilisation continue maximum nominale de votre masseur est de 25 minutes.
4. Ne tournez pas la tête vibrante à la main et n'appuyez pas fermement sur votre corps. Vous pouvez courber l'appui-tête et une forte pression ne produit pas un effet de massage plus fort de toute façon.
5. Le masseur ne doit pas être utilisé sur des zones enflées ou brûlées ou sur des éruptions ou infection de la peau. Ne pas utiliser sur une douleur inexpliquée. Consulter un médecin en cas de doute.
6. Après utilisation, rangez le produit et tenir hors de portée des enfants.

L'ENTRETIEN DE LA BATTERIE AU LITHIUM-ION

1. Rechargez la batterie dès qu'elle est épuisée.
2. Prenez soin de charger la batterie au moins une heure tous les 3 mois, sinon la batterie peut être définitivement hors d'usage après une longue période d'auto-décharge.

Love Magic®



INSTRUCCIONES


Siga estos sencillos pasos y podrá disfrutar de su masajeador Magic Love.

1. Pulse "⏻" para activar o desactivar.
2. Pulse "🔊" para disfrutar de 20 tipos de pulsación.
3. Pulse "📶" para ajustar las 8 velocidades de vibración.

CÓMO CARGAR SU "MAGIC LOVE"

1. Debe cargar el dispositivo, cuando se reduce la vibración, ésta es débil o no funciona pero el LED se enciende.
2. Inserte el enchufe de CC en el puerto de CC en el "Magic Love".
3. Enchufe el cable USB en un puerto USB. El LED en la interfaz de su "Magic Love" indicará que se está cargando.

POSICIONES DEL CUERPO PARA UTILIZAR EL "MAGIC LOVE"



Hombros	1,2,8,9
Brazos	3,4
Músculos de la espalda	10
Espalda	11,12
Piernas	5,6,7,13,14

ADVERTENCIA: ESTE DISPOSITIVO DE MASAJE NO DEBE SER UTILIZADO EN ZONAS INFLAMADAS, QUEMADAS O CON INFECCIÓN EN LA PIEL. TAMPOCO SE DEBE UTILIZAR CUANDO SE SIENTA UN DOLOR REPENTINO. CONSULTE CON SU MÉDICO EN CASO DE DUDA.

IMPORTANTE: Las mujeres embarazadas y las personas que tengan un marcapasos, diabetes, flebitis y / o trombosis, o un aumento en el riesgo de coágulos de sangre después de una operación reciente, o tornillos u otros dispositivos médicos en el cuerpo, deben consultar primero con su médico para saber si es seguro utilizar el "Magic Love". Este dispositivo está diseñado para uso doméstico.

NOMBRE DE LAS PIEZAS



ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación	Cuerpo principal	Batería recargable (Lithium-ion Batería 3.7V Capacidad típica 2000mAh)
	Adaptador de carga	Entrada: AC100-250V 50-60Hz Salida: 5V 500mA
Tiempo de carga de la batería	3 horas para una carga completa	
Carga de la batería duración	3 horas	
Peso	460 gramos	
Dimensiones	Ø 6 x 33 cm	
Cuerpo material	Plástico abs y taza: silicona	
Longitud de cable de carga	180 cm	
Nivel vibrante	2000r/min,-9000r/min.	
Temperatura al uso	0°C~40°C	

DESPUÉS DEL USO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Mantenga su estimulador en un lugar seco y apartado de la luz solar directa.
2. Si es necesario limpiar su "Magic Love", pase un paño húmedo y asegúrese de que el dispositivo no esté conectado a la fuente de alimentación. No utilice productos de limpieza agresivos, como gasolina, diluyentes u otros productos químicos volátiles.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following. Read all instructions before using the massager.

⚠ DANGER PARA EVITAR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

1. Sea extremadamente cuidadoso y nunca utilice el artículo con un líquido, tal como fluidos corporales, el agua, lubricante o detergente. Un cortocircuito puede ocurrir cuando el líquido entre en el producto. Este artículo no es resistente al agua.
2. Este producto es para uso externo. No se debe introducir en ninguna cavidad corporal.
3. Desenchufe este producto siempre inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo.
4. No utilice el "Magic Love" mientras se baña o se ducha.
5. No guarde el "Magic Love" en un lugar donde pudiera caer y / o pudiera terminar en una bañera, lavabo u otro depósito de líquido.
6. Evite que el "Magic Love" entre en contacto con el agua u otro líquido.
7. Si el dispositivo ha caído al agua o a otros líquidos casos, no lo coja, desconéctelo primero.
8. No use el "Magic Love" en partes húmedas del cuerpo.
9. No lave el artículo en el agua.
10. No modifique ni sustituya la batería de iones de litio.



⚠ WARNING

PARA EVITAR EL RIESGO DE QUEMADURAS, ELECTROCUCIÓN O LESIONES:

1. No utilizar bajo una manta o una almohada. El calor excesivo puede provocar un incendio o quemadura que a su vez puede causar una descarga eléctrica o lesiones.
2. El "Magic Love" sólo está pensado para ser utilizado por adultos.
3. Utilice el masajeador sólo para el uso indicado en este manual.
4. Las personas que no comprendan el uso de este artículo no deben utilizarlo por sí solas.
5. Las personas a quienes un médico les haya dicho que eviten un masaje no deben usar este producto.
6. No use accesorios que no sean recomendados por el fabricante.
7. Nunca use este producto cerca de una fuente de calor, como un calentador. Nunca use el masajeador mientras fuma.
8. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
9. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.



PRECAUCIÓN

1. Puede utilizar el masajeador en los hombros, los brazos, las piernas y los músculos de la espalda. No es adecuado para el pecho ni para su uso alrededor de la glándula tiroides (justo debajo de la nuez de Adán).
2. No intente coger el masajeador por la cabeza vibradora mientras esté encendido.
3. No se recomienda utilizarlo más de 25 minutos continuos.
4. No gire la cabeza de silicona con su mano ni la apriete fuertemente contra su cuerpo, no producirá un efecto más intenso de masaje y podría doblar el soporte de la cabeza.
5. El masajeador no debe utilizarse en zonas inflamadas o dañadas de la piel o con alguna erupción. No lo utilice si siente un dolor repentino, consulte con su médico.
6. Almacenar el producto después de su uso y mantener fuera del alcance de los niños.

CUIDADO DE LA BATERÍA DE IÓN LITIO

1. Cargue la batería tan pronto como se haya agotado.
2. Asegúrese de que la batería está cargada al menos 1 hora, una vez cada tres meses, para que la batería no se estropee después de un largo periodo de descarga.

Love Magic®

