




**P.PUMP PP01**  
Penis enlarger  
with manual pump



**P.PUMP PP03**  
Battery operated  
penis enlarger



**P.PUMP PP04**  
Rechargeable  
penis enlarger



**P.PUMP PP02**  
Penis enlarger with  
rechargeable remote



**#2490**  
**P.PUMP REPLACEMENT KIT**  
Spare parts for all brands of vacuum  
penis pumps.

1x Flexible Cock Ring 'Elephant'  
(Inside Ø 2.6 cm)

1x Flexible Sealing Ring for penis pump  
(Ø 6.5 cm)



FREE 'Elephant' cockring included  
with every P.Pump device



## EN

Rimba P-PUMP penis developer.  
Be harder, be stronger, be longer.  
By using this device frequently, fantastic  
results and penis growth will be achieved.  
Do this training for maximal 15 minutes per  
session to avoid injuries or aggravation.  
If the penis is too sensitive, irritated, injured,  
painful, or skin is broken, do NOT use this  
device. If pain occurs during use, stop the  
session immediately. No medical claims can  
be made, use at own risk.

## DE

Rimba P-PUMP Penis Pump.  
Sei härter, sei stärker, sei länger.  
Durch die reguläre Verwendung dieses  
Geräts werden fantastische Ergebnisse  
und Peniswachstum erzielt.  
Führen Sie dieses Training maximal 15  
Minuten pro Sitzung durch um Verletzungen  
zu vermeiden. Verwenden Sie dieses Gerät  
NICHT, wenn der Penis zu empfindlich,  
gereizt, verletzt, schmerzhaft oder die Haut  
gebrochen ist. Wenn während des Gebrauchs  
Schmerzen auftreten, beenden Sie die Sitzung  
sofort. Es können keine medizinischen  
Ansprüche geltend gemacht werden.  
Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko.

## FR

Développeur de pénis Rimba P-PUMP.  
Soyez plus dur, soyez plus fort, soyez plus long.  
En utilisant fréquemment cet appareil, vous  
obtiendrez des résultats fantastiques et une  
croissance du pénis.  
Faites cet entraînement pendant 15 minutes  
maximum par session pour éviter les blessures  
ou l'aggravation. Si le pénis est trop sensible, irrité,  
blessé, douloureux ou si la peau est cassée,  
N'UTILISEZ PAS cet appareil. En cas de douleur  
pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement la  
séance. Aucune réclamation médicale ne peut  
être faite, à vos risques et périls.

## ES

Rimba P-PUMP el desarrollador de pene.  
Sé más duro, sé más fuerte, sé más largo.  
Al usar este dispositivo con frecuencia se  
lograrán resultados fantásticos y crecimiento  
del pene.  
Realice este entrenamiento durante un máximo  
de 15 minutos por sesión para evitar lesiones o  
agravaciones. Si el pene es demasiado sensible,  
irritado, lesionado, doloroso o la piel está rota, NO  
use este dispositivo. Si se produce dolor durante el  
uso, detenga la sesión de inmediato. No se pueden  
hacer reclamos médicos, uso bajo su propio riesgo.

### P.PUMP PP01

**RIMBA REF.** #2491  
**EAN** 8718924240762  
**MATERIAL** Silicone / ABS  
**COLOR** Transparent / Black  
**WATERPROOF** YES  
**POWER** -  
**SIZES** PUMP: Ø 7 x 22 cm  
BOX: 10 x 8 x 30 cm  
**WEIGHTS** PUMP: 188 gr.,  
BOX TOTAL: 290 gr.

### P.PUMP PP02

**RIMBA REF.** #2492  
**EAN** 8718924240779  
**MATERIAL** Silicone / ABS  
**COLOR** Transparent / Black  
**WATERPROOF** NO  
**POWER** Rechargeable  
**SIZES** PUMP: Ø 7 x 22 cm  
BOX: 10 x 8 x 30 cm  
**WEIGHTS** PUMP: 379 gr.,  
BOX TOTAL: 460 gr.

### P.PUMP PP03

**RIMBA REF.** #2493  
**EAN** 8718924240786  
**MATERIAL** Silicone / ABS  
**COLOR** Transparent / Black  
**WATERPROOF** NO  
**POWER** 3x AAA Battery (Not included)  
**SIZES** PUMP: Ø 7 x 30 cm  
BOX: 10 x 8 x 30 cm  
**WEIGHTS** PUMP: 289 gr.,  
BOX TOTAL: 370 gr.

### P.PUMP PP04

**RIMBA REF.** #2494  
**EAN** 8718924240793  
**MATERIAL** Silicone / ABS  
**COLOR** Transparent / Black  
**WATERPROOF** NO  
**POWER** Rechargeable  
**SIZES** PUMP: Ø 7 x 30 cm  
BOX: 10 x 8 x 30 cm  
**WEIGHTS** PUMP: 313 gr.,  
BOX TOTAL: 395 gr.